


Produits Suisses spécialisés pour l'horlogerie et joaillerie Swiss chemicals solutions for fine watchmakers and jewelry

Gamme RG et solutions chimiques

Les solutions de précision



Solution à nettoyer

RG-1

Solution à nettoyer biodégradable **RG - 1 BIO**

Solution à rincer

RG - 3

Solution acide à dissoudre l'acier **VISSAIN**

Solution décapante avant soudure de l'or LIQUEUR DE BORE





Produits Suisses spécialisés pour l'horlogerie et joaillerie Swiss chemicals solutions for fine watchmakers and jewelry

Depuis 50 ans, nous distribuons les solutions de nettoyage RG et d'autres solutions chimiques aux plus grands horlogers, aux écoles et aux musées d'horlogerie. D'une grande technicité et d'une efficacité sans failles, la gamme des produits RG, vous garanti un résultat irréprochable et une sécurité optimale.

Fabriqués artisanalement en Suisse, nos solutions chimiques sont spécifiquement destinées à l'horlogerie, la micromécanique de précision et le travail des métaux précieux ou spécifiques.

Ils sont parfaitement compatibles avec les pierres précieuses, et les alliages rares.

Ils nous font confiance depuis 1963





« Rendu parfait, aucune altération des pierres précieuses et gemmes »

« Résultat impeccable »

« Idéal pour un nettoyage irréprochable »

La solution RG-1 est un premier bain de nettoyage qui dissout les huiles sèches, graisses ou saletés de toutes sortes.

Idéal utilisé dans le système de nettoyage à bains successifs, il est également idéalement adapté lors d'un nettoyage ultrasonique.

Les pièces sont parfaitement dégraissées et immaculées.

Parfaitement compatible avec les alliages, métaux précieux et gemmes de tous type : il ne provoque aucun dommage ou altération chimique.

La solution RG-1 est le produit idéal, en combinaison avec la solution RG-3 de rinçage pour un nettoyage parfait et un rendu irréprochable.



Disponible dans les conditionnements suivants :

- Bidon 1 litre Ref : Rg1/1 - Bidon 10 litres Ref : Rg1/10 - Bidon 25 litres Ref : Rg1/25

Nous consulter pour tout autre type de conditionnements souhaité.

Prêt à l'emploi, à utiliser pur à température ambiante. Peut être chauffé jusqu'à 40° aux ultrasons. Non parfumé.

Applications et utilisations :

Nettoyage pour montres et horloges démontées.

Métaux précieux et alliages, métaux colorés et alliages, bijoux sertis de pierre, bijoux fantaisie.

Elimine la poussière, graisse, sueur, produit de polissage, cires et résines. émulsions de façonnage

Idéal et parfaitement compatible pour un nettoyage aux ultrasons également.







Fabrication et origine des produits : Suisse

Ce produit est aux normes REAC selon article du règlement 1907/2006 Etiquette en Français et en Allemand.

La solution RG-1 BIO est un premier bain de nettoyage à la formulation 100% naturelle et biodégradable, qui dissout les huiles sèches, graisses, dépôts ou saletés de toutes sortes.

Idéal utilisé dans le système de nettoyage à bains successifs, il est également parfaitement adapté au nettoyage ultrasonique.

Les pièces sont alors parfaitement dégraissées et immaculées.

Parfaitement compatible avec les alliages, métaux précieux et gemmes de tous type : il ne provoque aucun dommage ou altération chimique.

La solution RG-1 BIO est le produit idéal, en combinaison avec la solution RG-3 de rinçage pour un nettoyage parfait et un rendu irréprochable.

Disponible dans les conditionnements suivants :



- Bidon 1 litre Ref. Rg1b/1 - Bidon 10 litres Ref : Rg1b/10 - Bidon 25 litres Ref : Rg1b/25

Nous consulter pour tout autre type de conditionnements souhaité. Prêt à l'emploi, à utiliser pur à température ambiante. Peut être chauffé jusqu'à 40° aux ultrasons.

Non parfumé.



Formulation biodégradable & naturelle Agent de surfaces anioniques : moins de 5%

Applications et utilisations :

Nettoyage pour montres et horloges démontées.

Métaux précieux et alliages, métaux colorés et alliages, bijoux sertis de pierre, bijoux fantaisie.

Elimine la poussière, graisse, sueur, produit de polissage, cires et résines. émulsions de façonnage

Idéal et parfaitement compatible pour un nettoyage aux ultrasons également.

Recyclage non indispensable: formulation naturelle





Fabrication et origine des produits : Suisse

Ce produit est aux normes REAC selon article du règlement 1907/2006 Etiquette en Français et en Allemand.

Solution chimique RG-3 pour bain de rinçage.

Sa formulation exclusive est spécifiquement développée pour assurer un rinçage parfait après nettoyage.

Grâce à sa grande fluidité, la solution de rinçage **RG-3** débarrasse les pièces de toutes les impuretés et prépare un séchage parfait.

A associer idéalement après un bain de nettoyage avec le RG-1 ou le RG-1 BIO.



<u>Disponible dans les conditionnements suivants :</u>

- Bidon 1 litre Ref : Rg3/1 - Bidon 10 litres Ref : Rg3/10 - Bidon 25 litres Ref : Rg3/25

Nous consulter pour tout autre type de conditionnements souhaité.

Prêt à l'emploi, à utiliser pur à température ambiante. Non parfumé.









Applications et utilisations :

Solution de rinçage à utiliser dans les machines à nettoyer les montres



Fabrication et origine des produits : Suisse

Ce produit est aux normes REAC selon article du règlement 1907/2006 Etiquette en Français et en Allemand.

Solution acide à dissoudre l'acier VISSAIN Steel dissolving acid solution VISSAIN

VISSAIN

La solution **VISSAIN** est une préparation chimique acide, spécifiquement développée pour dissoudre l'acier, sans altérer ou attaquer les autres métaux ou composants environnants.

Idéal dans le cadre de la réparation de mécanismes endommagés et/ou pour éliminer toutes trace de copeaux d'acier, la solution **VISSAIN** est rapide, efficace et fiable pour un travail précis et irréprochable.



<u>Disponible dans les conditionnements suivants :</u>


-Bidon 1 litre Ref : Vis-1 -Bidon 5 litres Ref : Vis-5

Nous consulter pour tout autre type de conditionnements souhaité.

Attention!

Ce produit requiert de strictes précautions d'emploi.





Fabrication et origine des produits : Suisse

Ce produit est aux normes REAC selon article du règlement 1907/2006 Etiquette en Français et en Allemand.

Solution décapante avant soudure de l'or Gold soldering caustic solution

LIQUEUR DE BORE

La solution LIQUEUR DE BORE est une préparation chimique, spécifiquement développée pour décaper l'or avant soudure.

La LIQUEUR DE BORE, permet une soudure parfaite, et d'une cohésion optimale.

Idéal dans le cadre de la conception et/ou réparation de bijoux en or, la solution LIQUEUR DE BORE offre un travail fiable, propre et irréprochable.



<u>Disponible dans les conditionnements suivants :</u>

-Bidon 1 litre Ref : Lib-1 -Bidon 5 litres Ref : Lib-5

Nous consulter pour tout autre type de conditionnements souhaité.

Attention!

Ce produit requiert de strictes précautions d'emploi.







Fabrication et origine des produits : Suisse

Ce produit est aux normes REAC selon article du règlement 1907/2006 Etiquette en Français et en Allemand.